

(de) **Gebrauchsanweisung**
Künstliche Nase

(en) **Instructions for use**
Artificial nose

(fr) **Mode d'emploi**
Nez artificiel

(it) **Istruzioni per l'uso**
Naso artificiale

(es) **Instrucciones de uso**
Nariz artificial

(cs) **Návod k použití**
Umělý nos

(sk) **Návod na použitie**
Umělý nos


(pl) **Instrukcja użycia**
Sztuczny nos

(nl) **Gebruiksaanwijzing**
Kunstneus


(lv) **Lietošanas pamācība**
Mākslīgais deguns

(sv) **Bruksanvisning**
Konstgjord näsa

(hr) **Uputa za uporabu**
Umjetni nos



- de – Typ 301 ohne Sicherheitsventil
- en – Type 301 without safety valve
- fr – Type 301 sans soupape de sécurité
- it – Tipo 301 senza valvola di sicurezza
- es – Tipo 301 sin válvula de seguridad
- cs – Typ 301 bez pojistného ventilu
- sk – Typ 301 bez bezpečnostného ventilu
- pl – Typ 301 bez zaworu bezpieczeństwa
- nl – Type 301 zonder veiligheidsventiel
- lv – Bez drošības ventīļa, 301. tips
- sv – Typ 301 utan säkerhetsventil
- hr – Tip 301 bez sigurnosnog ventila



- de – Typ 302 mit Sicherheitsventil
- en – Type 302 with safety valve
- fr – Type 302 avec soupape de sécurité
- it – Tipo 302 con valvola di sicurezza
- es – Tipo 302 con válvula de seguridad
- cs – Typ 302 s pojistným ventilem
- sk – Typ 302 s bezpečnostným ventilom
- pl – Typ 302 z zaworem bezpieczeństwa
- nl – Type 302 met veiligheidsventiel
- lv – Ar drošības ventīli, 302. tips
- sv – Typ 302 med säkerhetsventil
- hr – Tip 302 sa sigurnosnim ventilom

de Gebrauchsanweisung – Künstliche Nase

Zweckbestimmung/Indikation

Die künstliche Nase (Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME)) dient bei spontanatmenden Patienten mit einem Endotrachealtubus bzw. einer Trachealkanüle zur Klimatisierung der Atemgase. Der integrierte Sauerstoffport ist für die Verabreichung von zusätzlichem Sauerstoff vorgesehen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt.

Anwendergruppe

Der Anwender muss über erforderliche Qualifikationen z.B. über medizinische Fachkenntnisse verfügen bzw. diesbezüglich geschult sein und/oder über Erfahrung mit dem Produkt verfügen.


Der Anwender muss die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung lesen und verstehen, um das Produkt gemäß der Zweckbestimmung anwenden zu können.

Patientengruppe

Die künstliche Nase ist für erwachsene und pädiatrische Patienten bestimmt.

Produktbeschreibung

REF	Typ	Sicherheitsventil
43.009.05.705	301	nein
43.009.05.706	302	ja



Typ 302 mit Sicherheitsventil (B) für die forcierte Inspiration/Expiration

Das Sicherheitsventil bei Typ 302 erlaubt kurzfristige hohe Tidalvolumina und ermöglicht das Abhusten größerer Sekretmengen.

Technische Daten: (DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

Tidalvolumen:	50 - 1000 ml
Totraum:	17 ml
Feuchtigkeitsverlust:	VT = 250 ml: 9,0 mg/l VT = 500 ml: 13,2 mg/l VT = 750 ml: 14,2 mg/l VT = 1000 ml: 15,5 mg/l
Druckverlust:	Inspiration 0,5 l/s = 0,09 cm H2O (~hPa) 1,0 l/s = 0,26 cm H2O (~hPa) 1,5 l/s = 0,54 cm H2O (~hPa) Expiration 0,5 l/s = 0,11 cm H2O (~hPa) 1,0 l/s = 0,32 cm H2O (~hPa) 1,5 l/s = 0,34 cm H2O (~hPa)

Gewicht: 5 Gramm

Länge: 29 mm

Anschlüsse: 15 mm female für Endotrachealtubus und Trachealkanüle, 5 mm Konnektor für Sauerstoffverbindungs-schlauch

Kontraindikationen

Die künstliche Nase REF 43.009.05.705 sollte bei Patienten mit übermäßiger Sekretion aus den Atemwegen nicht verwendet werden.

Weitere Kontraindikationen sind uns nicht bekannt.

Material

Gehäuse: Polypropylen
HME Medium: Polyurethan
Sicherheitsventil: thermoplastisches Polymer
Das Produkt ist latexfrei.

Anwendung

1. Nicht verwenden, wenn die Verpackung und/oder das Produkt beschädigt oder eine Fehlfunktion des Produktes erkennbar sind.
2. Die künstliche Nase ist auf das distale Ende des Endotrachealtubus oder der Trachealkanüle aufzustecken.
3. Die künstliche Nase ist auf festen Sitz und Dichtigkeit zu prüfen.
4. Bei Bedarf kann ein Sauerstoffverbindungs-schlauch an den Sauerstoffport (A) angeschlossen an.
5. Das Produkt ist regelmäßig auf Flüssigkeit- und Sekretansammlungen zu prüfen und bei Bedarf sofort zu wechseln.
6. Das Sicherheitsventil (B) der Produktvariante Typ 302 muss immer frei und flexibel sein
7. Dieses Produkt muss alle 24 Stunden ausgetauscht werden.
8. Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung führt zu Keimvermehrung und Keimverschleppung.

Hinweise

1. Die Gebrauchsanweisung ist aufmerksam zu lesen.
2. Die künstliche Nase ist nur der Zweckbestimmung zu verwenden, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
3. Das Produkt nicht in Kombination mit aktiven Befeuchtern oder Medikamentenverneblern anwenden. Dies kann zu einem Druckaufbau und einer unzureichenden Atmung des Patienten führen.
4. Das Produkt nicht mit weiteren Komponenten wie Filtern oder HME verwenden, diese vergrößern den Totraum und führen zu einer Erhöhung von Compliance und Widerstand.
5. Bei Sauerstoffzufuhr ist die künstliche Nase wegen Brandgefahr nicht für Raucher geeignet. Von offenen Flammen, Funken oder andere Zündquellen fernhalten.
6. Der Sauerstoffport (A) ist nur zur Einleitung von Sauerstoff zu verwenden.
7. Sterilisation und Reinigung (zur Wiederverwendung) können die Funktion und Wirkungsweise des Produktes beeinträchtigen und eine Patientengefährdung hervorrufen.
8. Das Produkt darf nicht verändert werden, es könnte dadurch zu Fehlfunktionen und unvorhergesehenen Risiken wie Verletzungen des Patienten und des Anwenders oder zu Sachschäden kommen.

Entsorgung

Die künstliche Nase ist gemäß den hauseigenen Anweisungen und lokalen Vorschriften zu entsorgen.

Lagerung/Umgebungsbedingungen

Beachten Sie bei der Lagerung und Verwendung der künstlichen Nase die zulässigen Bereiche für die Umgebungstemperatur.

Zusätzliche Informationen

Alle im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Intended use/Indication

The artificial nose (heat and moisture exchanger (HME)) is used for air conditioning the respiratory gases of spontaneously breathing patients with an endotracheal tube or tracheostomy tube. The integrated oxygen port is intended for the administration of additional oxygen. This product is a medical device.

User group

The user must possess the necessary qualifications, e.g. medical expertise or be trained in this respect and/or possess experience with the device.


The user must read and understand the Instructions for Use before use in order to use the device as intended.

Patient group

The artificial nose is intended for adult and paediatric patients.

Product description

REF	Type	Safety valve
43.009.05.705	301	no
43.009.05.706	302	yes



Type 302 with safety valve (B) for forced inspiration/expiration

The safety valve on Type 302 allows high tidal volumes for short periods and enables expectoration of larger volumes of secretions.

Technical specifications: (DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

- Tidal volume:** 50 - 1000 ml
- Dead space:** 17 ml
- Moisture loss:**
 - VT = 250 ml: 9.0 mg/l
 - VT = 500 ml: 13.2 mg/l
 - VT = 750 ml: 14.2 mg/l
 - VT = 1000 ml: 15.5 mg/l
- Pressure loss:**
 - Inspiration**
 - 0.5 l/s = 0.09 cm H₂O (~hPa)
 - 1.0 l/s = 0.26 cm H₂O (~hPa)
 - 1.5 l/s = 0.54 cm H₂O (~hPa)
 - Expiration**
 - 0.5 l/s = 0.11 cm H₂O (~hPa)
 - 1.0 l/s = 0.32 cm H₂O (~hPa)
 - 1.5 l/s = 0.34 cm H₂O (~hPa)
- Weight:** 5 grammes
- Length:** 29 mm

Connectors: 15 mm female for endotracheal tube and tracheostomy tube, 5 mm connector for oxygen connection tube

Contraindications

The artificial nose REF 43.009.05.705 should not be used in patients with excessive secretion from the airways. We are not aware of any other contraindications.

Material

Housing: polypropylene
HME medium: polyurethane
Safety valve: thermoplastic polymer
The device is latex-free.

Application

- Do not use if the packaging and/or the device are damaged or if a malfunction of the device is identified.
- The artificial nose is to be attached to the distal end of the endotracheal tube or tracheostomy tube.
- Check the artificial nose for a tight fit and leak tightness.
- If required, an oxygen connection tube can be connected to the oxygen port (A).
- The device must be checked regularly for fluid and secretion accumulation and changed immediately if necessary.
- The safety valve (B) of device variant Type 302 must always remain free and flexible
- This device must be changed every 24 hours.
- This device is intended for single use only. Re-use leads to multiplication and spreading of germs.

Notes

- Read the Instructions for Use carefully.
- The artificial nose should only be used for its intended purpose to ensure its safe use.
- Do not use the device in combination with active humidifiers or medication nebulisers. This can lead to a build-up of pressure and insufficient breathing of the patient.
- Do not use the device with other components such as filters or HMEs, as these increase the dead space and lead to an increase in compliance and resistance.
- If oxygen is supplied, the artificial nose is not suitable for smokers due to the risk of fire. Keep away from naked flames, sparks or other sources of ignition.
- The oxygen port (A) is only to be used for introducing oxygen.
- Sterilisation and cleaning (for re-use) can impair the function and mode of operation of the device and cause a hazard for the patient.
- The device must not be modified as this could lead to malfunctions and unforeseen risks such as injury to the patient and user or damage to property.

Disposal

The artificial nose must be disposed of in accordance with the in-house instructions and local regulations.

Storage/ambient conditions

Observe the permissible ambient temperature ranges when storing and using the artificial nose.

Additional information

All serious incidents occurring in connection with the medical device must be reported to the manufacturer and the responsible authorities.

Destination/Indication

Le nez artificiel (échangeur de chaleur et d'humidité [HME]) sert à conditionner les gaz respiratoires chez les patients respirant spontanément et ayant un tube endotrachéal ou une canule trachéale. Le port d'alimentation en oxygène intégré est prévu pour l'administration d'oxygène supplémentaire. Le présent produit est un dispositif médical.

Groupe d'utilisateurs

L'utilisateur doit posséder les qualifications requises, à savoir posséder des connaissances médicales, avoir été formé à cet effet ou avoir l'expérience du produit.


L'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant l'application afin de pouvoir utiliser le produit conformément à sa destination.

Groupe de patients

Le nez artificiel est destiné aux patients adultes et pédiatriques.

Description du produit

REF	Type	Soupape de sécurité
43.009.05.705	301	non
43.009.05.706	302	oui



Type 302 avec soupape de sécurité (B) pour l'inspiration/expiration forcée

La soupape de sécurité du type 302 permet des volumes courants élevés à court terme et l'expectoration de grandes quantités de sécrétions.

Données techniques: (DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

- Volume courant:** 50 - 1000 ml
- Espace mort:** 17 ml
- Perte d'humidité:**
 - Vc = 250 ml : 9,0 mg/l
 - Vc = 500 ml : 13,2 mg/l
 - Vc = 750 ml : 14,2 mg/l
 - Vc = 1000 ml : 15,5 mg/l
- Perte de pression:**
 - Inspiration**
 - 0,5 l/s = 0,09 cm H₂O (~hPa)
 - 1,0 l/s = 0,26 cm H₂O (~hPa)
 - 1,5 l/s = 0,54 cm H₂O (~hPa)
 - Expiration**
 - 0,5 l/s = 0,11 cm H₂O (~hPa)
 - 1,0 l/s = 0,32 cm H₂O (~hPa)
 - 1,5 l/s = 0,34 cm H₂O (~hPa)

- Poids:** 5 g
- Longueur:** 29 mm

Raccords : 15 mm femelle pour le tube endotrachéal et la canule trachéale, connecteur 5 mm pour la tubulure d'administration d'oxygène

Contre-indications

Le nez artificiel REF 43.009.05.705 ne doit pas être utilisé chez les patients dont les voies respiratoires émettent une quantité excessive de sécrétions. Aucune contre-indication n'a été portée à notre connaissance.

Matériau

Boîtier : Polypropylène
HME Medium : Polyuréthane
Soupape de sécurité : Polymère thermoplastique
Le produit est exempt de latex.

Utilisation

- Ne pas utiliser si le conditionnement et/ou le produit sont endommagés ou si un dysfonctionnement du produit est observé.
- Le nez artificiel doit être fixé sur l'extrémité distale du tube endotrachéal ou de la canule trachéale.
- Vérifier la bonne fixation et l'étanchéité du nez artificiel.
- Si nécessaire, une tubulure d'administration d'oxygène peut être raccordée au port d'alimentation en oxygène (A).
- Le produit doit être contrôlé régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas d'accumulation de liquide ou de sécrétions et doit être changé immédiatement si nécessaire.
- La soupape de sécurité (B) de la variante de type 302 doit toujours être libre et flexible.
- Ce produit doit être remplacé toutes les 24 heures.
- Ce produit est réservé à un usage unique. Toute réutilisation entraîne la multiplication et la transmission de germes.

Remarques

- Lire attentivement le manuel d'utilisation.
- Le nez artificiel ne doit être utilisé que selon son usage prévu afin de garantir une utilisation sûre.
- Ne pas utiliser le produit en combinaison avec des humidificateurs actifs ou des nébuliseurs de médicament. Cela peut entraîner une augmentation de la pression et une respiration insuffisante du patient.
- Ne pas utiliser le produit avec d'autres composants comme des filtres ou des HME, car ceux-ci augmentent l'espace mort et entraînent une augmentation de la compliance et de la résistance.
- En cas d'apport d'oxygène, le nez artificiel ne convient pas aux fumeurs en raison du risque d'incendie. Tenir à l'écart de flammes nues, d'étincelles ou d'autres sources d'ignition.
- Le port d'alimentation en oxygène (A) ne doit être utilisé que pour l'apport d'oxygène.
- La stérilisation et le nettoyage (en vue de la réutilisation) peuvent non seulement altérer le fonctionnement et l'action du produit, mais aussi nuire à la santé du patient.
- Le produit ne doit pas être modifié, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement et des risques non anticipés comme des blessures au patient et à l'utilisateur ou des dommages matériels.

Élimination

Éliminer le nez artificiel conformément aux instructions de l'établissement et aux prescriptions locales.

Stockage/conditions environnementales

Respecter les plages de température ambiante autorisées lors du stockage et de l'utilisation du nez artificiel.

Informations complémentaires

Tous les incidents graves survenant en rapport avec le dispositif médical doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente.

Destinazione d'uso/Indicazioni

Il naso artificiale (scambiatore di calore e umidità (HME)) è utilizzato per riscaldare e umidificare i gas inspirati dai pazienti che respirano spontaneamente con un tubo endotracheale e/o una cannula tracheale. L'attacco per ossigeno integrato è previsto per la somministrazione supplementare di ossigeno. Questo prodotto è un dispositivo medico.

Utilizzatori


L'utilizzatore deve possedere le necessarie qualifiche, ad es. conoscenze mediche specialistiche, oppure essere addestrato e/o esperto nell'uso del prodotto. Prima dell'uso, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni per l'uso per poter utilizzare il prodotto in conformità alla destinazione d'uso.

Pazienti destinatari

Il naso artificiale è destinato a pazienti adulti e pediatrici.

Descrizione del prodotto

REF	Tipo	Valvola di sicurezza
43.009.05.705	301	no
43.009.05.706	302	sì



Tipo 302 con valvola di sicurezza (B) per l'inspirazione/l'espirazione forzata

La valvola di sicurezza nel naso artificiale tipo 302 consente di ottenere elevati volumi correnti di breve durata e l'espettorazione di maggiori quantità di secreto.

Dati tecnici: (DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

- Volumi correnti:** 50 - 1000 ml
- Spazio morto:** 17 ml
- Perdita di umidità:** VT = 250 ml: 9,0 mg/l
VT = 500 ml: 13,2 mg/l
VT = 750 ml: 14,2 mg/l
VT = 1000 ml: 15,5 mg/l
- Perdita di pressione:** **Inspirazione**
0,5 l/s = 0,09 cm H2O (~hPa)
1,0 l/s = 0,26 cm H2O (~hPa)
1,5 l/s = 0,54 cm H2O (~hPa)
Espirazione
0,5 l/s = 0,11 cm H2O (~hPa)
1,0 l/s = 0,32 cm H2O (~hPa)
1,5 l/s = 0,34 cm H2O (~hPa)

- Peso:** 5 grammi
- Lunghezza:** 29 mm
- Attacchi:** attacco femmina da 15 mm per tubo endotracheale e cannula tracheale, connettore da 5 mm per il tubo di collegamento dell'ossigeno

Controindicazioni

Il naso artificiale REF 43.009.05.705 non deve essere utilizzato nei pazienti con ipersecrezione dalle vie respiratorie. Non sono note ulteriori controindicazioni.

Materiale

Involucro: Polipropilene
Mezzo HME: Poliuretano
Valvola di sicurezza: Polimero termoplastico
Il prodotto è privo di lattice.

Modo d'uso

- Non utilizzare se la confezione e/o il prodotto sono danneggiati o se il prodotto è malfunzionante.
- Il naso artificiale deve essere innestato sull'estremità distale del tubo endotracheale o della cannula tracheale.
- È necessario verificare la stabilità e la tenuta del naso artificiale.
- Se necessario, si può innestare un tubo di collegamento dell'ossigeno sull'attacco per ossigeno (A).
- Il prodotto deve essere sottoposto a regolare ispezione per accertare l'eventuale presenza di depositi di liquido e secreto e, all'occorrenza, deve essere sostituito immediatamente.
- La valvola di sicurezza (B) della variante del prodotto tipo 302 deve essere sempre libera e flessibile.
- Questo prodotto deve essere sostituito ogni 24 ore.
- Questo prodotto è esclusivamente monouso. L'eventuale riutilizzo comporta una propagazione e moltiplicazione di germi.

Avvertenze

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Il naso artificiale deve essere utilizzato solo in conformità alla destinazione d'uso per garantirne un uso sicuro.
- Non utilizzare il prodotto in combinazione con umidificatori attivi o nebulizzatori di farmaci. Ciò può portare a una pressurizzazione e a una ventilazione insufficiente del paziente.
- Non utilizzare il prodotto con altri componenti quali filtri o HME, perché questi aumentano lo spazio morto e incrementano la compliance e la resistenza.
- In caso di somministrazione di ossigeno, il naso artificiale non è indicato per fumatori a causa del rischio di incendio. Tenere lontano da fiamme libere, scintille o altre fonti di accensione.
- L'attacco per ossigeno (A) deve essere utilizzato solo per somministrare ossigeno.
- La sterilizzazione e la pulizia (ai fini del riutilizzo) possono compromettere la funzionalità e il principio di azione del prodotto, quindi mettere a rischio l'incolumità del paziente.
- Il prodotto non deve essere modificato perché in caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti e rischi imprevisti, quali lesioni a carico del paziente e dell'utilizzatore oppure danni materiali.

Smaltimento

Smaltire il naso artificiale in conformità alle disposizioni interne alla propria struttura e alle normative locali.

Stoccaggio/Condizioni ambiente

Durante lo stoccaggio e l'utilizzo del naso artificiale rispettare gli intervalli di temperatura ambiente consentiti.

Informazioni supplementari

Qualsiasi evento grave verificatosi in relazione al dispositivo medico deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente.

Puerto de oxígeno (A)

Finalidad prevista/Indicación

La nariz artificial (intercambiador de calor y humedad [HME]) sirve para templar los gases respiratorios de los pacientes con respiración espontánea que tienen un tubo endotraqueal o una cánula traqueal. El puerto de oxígeno integrado está previsto para administrar oxígeno adicional. Se trata de un producto sanitario.

Grupo de usuarios


El usuario debe disponer de la cualificación necesaria, p. ej., poseer conocimientos médicos especializados, haber recibido formación al respecto y/o tener experiencia con el producto. Antes del uso, el usuario debe haber leído y comprendido las instrucciones de uso del producto para poder utilizarlo conforme a la finalidad prevista.

Grupo de pacientes

La nariz artificial está destinada a pacientes adultos y pediátricos.

Descripción del producto

REF	Tipo	Válvula de seguridad
43.009.05.705	301	No
43.009.05.706	302	Sí



Tipo 302 con válvula de seguridad (B) para la inspiración/espíración forzada

La válvula de seguridad del tipo 302 permite volúmenes corrientes altos durante periodos cortos y hace posible expectorar mayores volúmenes de secreción.

Datos técnicos: (DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

- Volumen corriente:** 50 - 1000 ml
- Espacio muerto:** 17 ml
- Pérdida de humedad:** VT = 250 ml: 9,0 mg/l
VT = 500 ml: 13,2 mg/l
VT = 750 ml: 14,2 mg/l
VT = 1000 ml: 15,5 mg/l
- Pérdida de presión:** **Inspiración**
0,5 l/s = 0,09 cm H2O (~hPa)
1,0 l/s = 0,26 cm H2O (~hPa)
1,5 l/s = 0,54 cm H2O (~hPa)
Espiración
0,5 l/s = 0,11 cm H2O (~hPa)
1,0 l/s = 0,32 cm H2O (~hPa)
1,5 l/s = 0,34 cm H2O (~hPa)

- Peso:** 5 gramos
- Longitud:** 29 mm
- Conexiones:** hembra de 15 mm para tubo endotraqueal y cánula traqueal, conector 5 mm para tubo de conexión de oxígeno

Contraindicaciones

La nariz artificial REF 43.009.05.705 no debe utilizarse en pacientes con una secreción excesiva de las vías respiratorias. No se conocen otras contraindicaciones.

Material

Carcasa: polipropileno
Medio HME: poliuretano
Válvula de seguridad: polímero termoplástico
El producto no contiene látex.

Aplicación

- No usar si el envase y/o el producto están dañados o si se puede detectar un fallo de funcionamiento del producto.
- La nariz artificial se debe fijar al extremo distal del tubo endotraqueal o de la cánula traqueal.
- Se debe comprobar que la nariz artificial esté ajustada correctamente y quede hermética.
- Si es necesario, se puede conectar un tubo de conexión de oxígeno al puerto de oxígeno (A).
- Se debe comprobar regularmente la acumulación de fluidos y secreciones en el producto y, en caso necesario, este deberá cambiarse de inmediato.
- La válvula de seguridad (B) de la variante de producto tipo 302 debe estar siempre libre y ser flexible.
- Este producto se debe sustituir cada 24 horas.
- Este producto solo está previsto para un solo uso. La reutilización puede provocar una proliferación y transmisión de gérmenes.

Notas

- Se deben leer detenidamente las instrucciones de uso.
- La nariz artificial se debe utilizar únicamente de acuerdo con su finalidad prevista, para garantizar una aplicación segura.
- No usar el producto en combinación con nebulizadores de medicamentos o humidificadores activos. De lo contrario, esto puede hacer que se acumule presión y que el paciente respire de forma inadecuada.
- No utilizar el producto con otros componentes como filtros o HME, que aumentan el espacio muerto y provocan una mayor distensibilidad y resistencia.
- Si se suministra oxígeno, la nariz artificial no es adecuada para fumadores, puesto que existe riesgo de incendio. Mantener alejada de las llamas, chispas u otras fuentes de ignición.
- El puerto de oxígeno (A) solo se debe utilizar para introducir oxígeno.
- La esterilización y la limpieza (para reutilizar el producto) pueden afectar negativamente a la función y al modo de acción del producto y causar un riesgo para el paciente.
- No se debe modificar el producto, ya que esto podría provocar fallos de funcionamiento y riesgos imprevistos, como lesiones al paciente y al usuario o daños materiales.

Eliminación

La nariz artificial se debe eliminar según las instrucciones internas y las disposiciones locales.

Conservación/Condiciones ambientales

A la hora de almacenar y utilizar la nariz artificial, se deben respetar los intervalos de temperatura ambiente permitidos.

Información complementaria

Todos los incidentes graves relacionados con el producto sanitario deberán comunicarse al fabricante y a la autoridad competente.

Účel použití / indikace

Umělý nos (výměník tepla a vlhkosti (HME)) se používá ke klimatizaci dýchacích plynů spontánně dýchajících pacientů s endotracheální rourkou nebo tracheální kanylou. Integrovaný kyslíkový port je určen k podávání dalšího kyslíku. Jedná se o zdravotnický prostředek.

Skupina uživatelů


Uživatel musí mít potřebnou kvalifikaci, např. odborné lékařské znalosti, případně musí být vyškolen v tomto oboru nebo mít zkušenosti s tímto výrobkem. Uživatel si musí před použitím přečíst návod k použití a porozumět mu, aby byl schopen používat výrobek v souladu s jeho určením.

Populace pacientů

Umělý nos je určen pro dospělé i pediatrické pacienty.

Popis výrobku

REF	Typ	Pojistný ventil
43.009.05.705	301	ee
43.009.05.706	302	ano



Typ 302 s pojistným ventilem (B) pro nucený nádech/výdech. Pojistný ventil u typu 302 umožňuje krátkodobý vysoký dechový objem a vykašlávání většího množství sekretu.

Technické údaje (EN ISO 9360-1, EN ISO 9360-2)

Dechový objem: 50 - 1 000 ml

Mrtvý prostor: 17 ml

Ztráta vlhkosti: VT = 250 ml: 9,0 mg/l
VT = 500 ml: 13,2 mg/l
VT = 750 ml: 14,2 mg/l
VT = 1000 ml: 15,5 mg/l

Ztráta tlaku: **Nádech**
0,5 l/s = 0,09 cm H₂O (~hPa)
1,0 l/s = 0,26 cm H₂O (~hPa)
1,5 l/s = 0,54 cm H₂O (~hPa)

Výdech
0,5 l/s = 0,11 cm H₂O (~hPa)
1,0 l/s = 0,32 cm H₂O (~hPa)
1,5 l/s = 0,34 cm H₂O (~hPa)

Hmotnost: 5 g

Délka: 29 mm

Konektory: 15mm female pro připojení endotracheální rourky a tracheální kanyly, 5mm konektor pro připojení hadičky s kyslíkem

Kontraindikace

Umělý nos REF 43.009.05.705 by neměl být používán u pacientů s nadměrnou tvorbou sekretu z dýchacích cest. Žádné jiné kontraindikace nám nejsou známy.

Materiál

Kryt: polypropylen
Médium HME: polyuretan
Pojistný ventil: termoplastický polymer
Výrobek neobsahuje latex.

Použití

1. Nepoužívejte, je-li balení poškozeno nebo je-li výrobek poškozený nebo je zjevné, že je porušena jeho funkčnost.
2. Připojte umělý nos k distálnímu konci endotracheální rourky, resp. tracheální kanyly.
3. Zkontrolujte, zda umělý nos pevně sedí a těsní.
4. Podle potřeby můžete do kyslíkového konektoru (A) zapojit hadičku s kyslíkem.
5. Výrobek je třeba pravidelně kontrolovat, zda se v něm nenahromadila tekutina a sekret, a podle potřeby ho ihned vyměnit.
6. Pojistný ventil (B) u varianty výrobku typ 302 musí být vždy volný a pružný.
7. Tento výrobek je třeba měnit každých 24 hodin.
8. Tento prostředek je určen pouze k jednorázovému použití. Při opakovaném používání hrozí množení nebo zanesení bakterií.

Pokyny

1. Je třeba si pozorně přečíst návod k použití.
2. Umělý nos by měl být používán pouze k určenému účelu, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání.
3. Nepoužívejte výrobek v kombinaci s aktivními zvlhčovači nebo rozprašovači léků. Může docházet ke zvyšování tlaku a nedostatečné ventilaci pacienta.
4. Nepoužívejte výrobek s dalšími komponenty, např. filtry nebo HME, protože zvětšují mrtvý prostor a zvyšují poddajnost a odpor.
5. Pokud je přiváděn kyslík, není umělý nos vhodný pro kouření kvůli riziku požáru. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, jisker nebo jiných zdrojů vznícení.
6. Kyslíkový port (A) se používá pouze pro přívod kyslíku.
7. Sterilizace nebo čištění (k opakovanému použití) může ovlivnit funkčnost a účinnost výrobku a způsobit újmu pacientovi.
8. Výrobek nesmí být nijak upravován, protože by se tím mohla narušit jeho funkčnost a mohla by pak hrozit nepředvídatelná rizika, např. poranění pacienta nebo uživatele nebo hmotné škody.

Likvidace

Umělý nos je třeba likvidovat podle nemocničního protokolu a místních předpisů.

Podmínky uchování / okolního prostředí

Při uchování a používání umělého nosu dodržujte přípustné rozmezí pro okolní teplotu.

Doplňující informace

Všechny závažné nežádoucí příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, je nutno nahlásit výrobcí a příslušnému úřadu.

Účel použitia/indikácia

Umelý nos (výmenník tepla a vlhkosti (HME)) sa používa na klimatizáciu dýchacích plynov spontánně dýchajúcich pacientov s endotracheálnou trubicou alebo tracheálnou kanylou. Integrovaný kyslíkový port je určený na podávanie ďalšieho kyslíka.

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.

Skupina používateľov


Používateľ musí mať potrebnú kvalifikáciu, napr. špecializované lekárske znalosti alebo musí byť v tomto smere vyškolený a/alebo musí mať skúsenosti s výrobkom. Používateľ si musí pred použitím prečítať návod na používanie a porozumieť mu, aby bol schopný používať výrobok v súlade s jeho účelom určenia.

Skupina pacientov

Umelý nos je určený pre dospelých a detských pacientov.

Opis produktu

REF	Typ	Bezpečnostný ventil
43.009.05.705	301	nie
43.009.05.706	302	áno



Typ 302 s bezpečnostným ventilom (B) na nútenú inšpiráciu/expiráciu

Bezpečnostný ventil typu 302 umožňuje krátkodobu dosiahnuť vysoké dychové objemy a vykašľávať väčšie objemy sekretu.

Technické údaje (DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

Dychové objemy: 50 - 1000 ml

Mŕtvý priestor: 17 ml

Strata vlhkosti: VT = 250 ml: 9,0 mg/l
VT = 500 ml: 13,2 mg/l
VT = 750 ml: 14,2 mg/l
VT = 1000 ml: 15,5 mg/l

Strata tlaku: **inšpirácia**
0,5 l/s = 0,09 cm H₂O (~hPa)
1,0 l/s = 0,26 cm H₂O (~hPa)
1,5 l/s = 0,54 cm H₂O (~hPa)

Expirácia
0,5 l/s = 0,11 cm H₂O (~hPa)
1,0 l/s = 0,32 cm H₂O (~hPa)
1,5 l/s = 0,34 cm H₂O (~hPa)

Hmotnosť: 5 gramov

Dĺžka: 29 mm

Pripojky: 15 mm samičia pre endotracheálnu trubicu a tracheálna kanyla, 5 mm konektor pre kyslíkovú prípojnú hadičku

Kontraindikácie

Umelý nos REF 43.009.05.705 sa nemá používať u pacientov s nadmernou sekréciou z dýchacích ciest. Nie sú nám známe žiadne iné kontraindikácie.

Materiál

Kryt: polypropylen
HME médium: polyuretán
Bezpečnostný ventil: termoplastický polymér
Produkt neobsahuje latex.

Použitie

1. Nepoužíajte, ak je obal a/alebo výrobok poškodený alebo je rozpoznateľná porucha výrobku.
2. Umelý nos sa má pripojiť k distálnemu koncu endotracheálnej trubice alebo tracheálnej kanyly.
3. Umelý nos sa musí skontrolovať z hľadiska pevného usadenia a tesnosti.
4. V prípade potreby je možné pripojiť kyslíkovú spojovaciu hadičku na kyslíkový port (A).
5. Produkt sa musí pravidelne kontrolovať, či sa v ňom nenahromadila tekutina a sekret, a v prípade potreby sa musí okamžite vymeniť.
6. Bezpečnostný ventil (B) variantu produktu typu 302 musí byť vždy voľný a pružný.
7. Tento produkt sa musí meniť každých 24 hodín.
8. Tento produkt je určený len na jednorázové použitie. Opätovné použitie vedie k rozmnoženiu choroboplodných zárodkov a ich rozšíreniu.

Pokyny

1. Návod na použitie si treba pozorne prečítať.
2. Umelý nos sa má používať len na účel určenia, aby sa zabezpečilo jeho bezpečné používanie.
3. Nepoužíajte produkt v kombinácii s aktívnymi zvlhčovačmi alebo rozprašovačmi liekov. To môže viesť k nárastu tlaku a nedostatočnému dýchaniu pacienta.
4. Nepoužíajte produkt s inými komponentmi, ako sú filtre alebo HME, pretože tieto zväčšujú mŕtvý priestor a vedú k zvýšeniu zhody a odporu.
5. Ak sa dodáva kyslík, umelý nos nie je vhodný pre fajčiarov kvôli riziku požiaru. Uchováajte mimo dosahu otvoreného ohňa, iskier alebo iných zdrojov vznietenia.
6. Kyslíkový port (A) sa má používať len na privádzanie kyslíka.
7. Sterilizácia a čistenie (za účelom opätovného použitia) môžu negatívne ovplyvniť funkciu a zmeniť spôsob fungovania produktu a ohroziť pacienta.
8. Výrobok sa nesmie upravovať, pretože by to mohlo viesť k poruchám a nepredvídateľným rizikám, ako je zranenie pacienta a používatelia alebo poškodenie majetku.

Likvidácia

Umelý nos sa musí zlikvidovať v súlade s internými smernicami a miestnymi predpismi.

Podmienky skladovania/životného prostredia

Pri skladovaní a používaní umělého nosa dodržiavajte povolené rozsahy okolitej teploty.

Doplňujúce informácie

Všetky závažné prípady, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s touto zdravotníckou pomôckou, musia byť nahlásené výrobcovi a príslušným úradom.

Przeznaczenie/Wskazania

Sztuczny nos (wymiennik ciepła i wilgoci (HME)) służy do klimatyzacji gazów oddechowych spontanicznie oddychających pacjentów z rurką dotchawiczą lub rurką tracheostomijną. Wbudowane złącze tlenu jest przeznaczone do podawania dodatkowego tlenu. Niniejszy produkt jest wyrobem medycznym.

Grupa użytkowników


Użytkownik musi posiadać niezbędne kwalifikacje, np. specjalistyczną wiedzę medyczną lub być przeszkolony w tym zakresie i (lub) mieć doświadczenie z produktem. Użytkownik musi przed użyciem przeczytać i zrozumieć instrukcję użycia, aby móc korzystać z produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Grupa pacjentów

Sztuczny nos jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci.

Opis produktu

REF	Typ	Zawór bezpieczeństwa
43.009.05.705	301	nie
43.009.05.706	302	tak



Typ 302 z zaworem bezpieczeństwa (B) do wymuszonego wdechu/wydechu

Zawór bezpieczeństwa w typie 302 pozwala na wysokie objętości oddechowane przez krótki czas i umożliwia odkrztuszenie większych objętości wydzielin.

Dane techniczne: (DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

Objętość oddechowa: 50 - 1000 ml

Przestrzeń martwa: 17 ml

Utrata wilgoci:
 VT = 250 ml: 9,0 mg/l
 VT = 500 ml: 13,2 mg/l
 VT = 750 ml: 14,2 mg/l
 VT = 1000 ml: 15,5 mg/l

Utrata ciśnienia:
Wdech
 0,5 l/s = 0,09 cm H₂O (~hPa)
 1,0 l/s = 0,26 cm H₂O (~hPa)
 1,5 l/s = 0,54 cm H₂O (~hPa)
Wydech
 0,5 l/s = 0,11 cm H₂O (~hPa)
 1,0 l/s = 0,32 cm H₂O (~hPa)
 1,5 l/s = 0,34 cm H₂O (~hPa)

Masa: 5 gramów

Długość: 29 mm

Złącza: Złącze żeńskie 15 mm do rurki dotchawiczej i rurki tracheostomijnej, łącznik 5 mm do drenu przyłączeniowego tlenu

Przeciwwskazania

Sztuczny nosa REF 43.009.05.705 nie należy stosować u pacjentów z nadmierną wydzieliną z dróg oddechowych. Inne przeciwwskazania nie są nam obecnie znane.

Materiał

Obudowa: polipropylen
 Medium HME: poliuretan
 Zawór bezpieczeństwa: polimer termoplastyczny
 Produkt nie zawiera lateksu.

Sposób zastosowania

1. Nie używać, jeśli opakowanie i (lub) produkt są uszkodzone lub jeśli rozpoznawalne jest nieprawidłowe działanie produktu.
2. Sztuczny nos należy założyć na dystalny koniec rurki dotchawiczej lub rurki tracheostomijnej.
3. Sztuczny nos należy sprawdzić pod kątem szczelności i dopasowania.
4. W razie potrzeby do złącza tlenu (A) można podłączyć dren przyłączeniowy tlenu.
5. Produkt należy regularnie sprawdzać pod kątem gromadzenia się płynu i wydzielin, a w razie potrzeby natychmiast wymienić.
6. Zawór bezpieczeństwa (B) w wariantcie produktu typu 302 musi być zawsze wolny i elastyczny.
7. Produkt ten należy wymieniać co 24 godziny.
8. Produkt ten jest przeznaczony tylko do jednorazowego użycia. Ponowne użycie prowadzi do namnażania się i przenoszenia zaraźków.

Wskazówki

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję użycia.
2. Sztuczny nos należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
3. Nie używać produktu w połączeniu z aktywnymi nawilżaczami ani nebulizatorami leków. Może to prowadzić do wzrostu ciśnienia i nieodpowiedniego oddychania pacjenta.
4. Nie należy używać produktu z innymi komponentami, takimi jak filtry lub HME, ponieważ zwiększają one martwą przestrzeń i prowadzą do zwiększenia podatności i oporu.
5. W przypadku dostarczania tlenu sztuczny nos nie jest odpowiedni dla palaczy ze względu na ryzyko pożaru. Trzymać z dala od otwartego ognia, iskieł lub innych źródeł zapłonu.
6. Złącze tlenu (A) można wykorzystywać wyłącznie do wprowadzania tlenu.
7. Sterylizacja i czyszczenie (w celu ponownego użycia) mogą negatywnie wpłynąć na funkcję i sposób działania produktu oraz stanowić zagrożenie dla pacjentów.
8. Nie wolno modyfikować produktu, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego działania i nieprzewidywanych zagrożeń, takich jak obrażenia pacjenta i użytkownika lub uszkodzenia mienia.

Utylizacja

Sztuczny nos należy utylizować zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi i przepisami miejscowymi.

Przechowywanie/warunki otoczenia

Podczas przechowywania i użytkowania sztuczny nosa należy przestrzegać dopuszczalnych zakresów temperatury otoczenia.

Dodatkowe informacje

Wszystkie poważne zdarzenia występujące w powiązaniu z wyrobem medycznym należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi.

Beoogd gebruik/indicatie

De kunstneus (warmte- en vochtwisselaar (HME)) dient bij spontaan ademende patiënten met een endotracheale tube of een tracheacanule voor het conditioneren van ademgassen. De geïntegreerde zuurstofpoort is bedoeld voor het toedienen van extra zuurstof. Dit product is een medisch hulpmiddel.

Beoogde gebruikers


De gebruiker moet beschikken over de vereiste kwalificaties, bijv. over medische vakkennis, of opgeleid zijn voor gebruik van het hulpmiddel en/of ervaring met het product hebben. De gebruiker moet vóór gebruik de gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen om het product voor het beoogde doel te kunnen gebruiken.

Patiëntengroep

De kunstneus is bedoeld voor volwassen en pediatrische patiënten.

Productbeschrijving

REF	Type	Veiligheidsventiel
43.009.05.705	301	nee
43.009.05.706	302	ja



Type 302 met veiligheidsventiel (B) voor geforceerde inspiratie/expiratie

Bij het veiligheidsventiel bij type 302 zijn gedurende korte tijd hoge tidale volumes toegestaan en kunnen grotere hoeveelheden scheidingsstoffen worden opgehoest.

Technische gegevens: (DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

Tidaal volume: 50 - 1000 ml

Dode ruimte: 17 ml

Vochtverlies:
 VT = 250 ml: 9,0 mg/l
 VT = 500 ml: 13,2 mg/l
 VT = 750 ml: 14,2 mg/l
 VT = 1000 ml: 15,5 mg/l

Drukverlies:
Inspiratie
 0,5 l/s = 0,09 cm H₂O (~hPa)
 1,0 l/s = 0,26 cm H₂O (~hPa)
 1,5 l/s = 0,54 cm H₂O (~hPa)
Expiratie
 0,5 l/s = 0,11 cm H₂O (~hPa)
 1,0 l/s = 0,32 cm H₂O (~hPa)
 1,5 l/s = 0,34 cm H₂O (~hPa)

Gewicht: 5 gram

Lengte: 29 mm

Aansluitingen: 15 mm female voor endotracheale tube en tracheacanule, 5 mm connector voor zuurstofverbindingsslang

Contra-indicaties

De kunstneus REF 43.009.05.705 dient niet te worden gebruikt bij patiënten met een overmatige secretie uit de luchtwegen.

Andere contra-indicaties zijn ons momenteel niet bekend.

Materiaal

Behuizing: polypropyleen
 HME-medium: polyurethaan
 Veiligheidsventiel: thermoplastische polymeer
 Het product is latexvrij.

Toepassing

1. Niet gebruiken als de verpakking en/of het product beschadigd is of een defect aan het product zichtbaar is.
2. De kunstneus moet op het distale uiteinde van de endotracheale tube of de tracheacanule worden gestoken.
3. Controleer of de kunstneus stevig vastzit en goed afdicht.
4. Indien nodig kan een verbindingsslang voor zuurstof op de zuurstofpoort (A) worden aangesloten.
5. Het product dient regelmatig te worden gecontroleerd op vloeistof- en secretieophopingen en indien nodig onmiddellijk te worden vervangen.
6. Het veiligheidsventiel (B) van productvariant Type 302 moet altijd vrij en flexibel zijn.
7. Dit product moet om de 24 uur worden vervangen.
8. Dit product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Hergebruik leidt tot vermeerdering van kiemen en besmetting.

Instructies

1. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig.
2. De kunstneus mag alleen voor het beoogde doel worden gebruikt, om een veilige toepassing te waarborgen.
3. Gebruik het product niet in combinatie met actieve bevochtigers of medicijnvernevelaars. Dit kan leiden tot opbouw van druk en een ontoereikende ademhaling van de patiënt.
4. Gebruik het product niet met andere componenten zoals filters of een HME; deze vergroten de dode ruimte en leiden tot een verhoging van compliance en weerstand.
5. Bij zuurstoftoevoer is de kunstneus vanwege brandgevaar niet geschikt voor rokers. Houd het product uit de buurt van open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen.
6. De zuurstofpoort (A) mag alleen worden gebruikt voor toediening van zuurstof.
7. Sterilisatie en reiniging (voor hergebruik) kunnen een negatief effect hebben op de functie en werkwijze van het product en gevaar voor de patiënt veroorzaken.
8. Het product mag niet worden gewijzigd; dit zou kunnen leiden tot defecten en onvoorziene risico's, zoals letsel bij de patiënt en de gebruiker of materiële schade.

Afvoer

Voer de kunstneus af volgens de interne richtlijnen van de instelling en de lokale voorschriften.

Opslag/omgevingsvoorwaarden

Neem bij opslag en gebruiktoepassing van de kunstneus de toegestane limieten voor de omgevingstemperatuur in acht.

Aanvullende informatie

Alle ernstige ongewenste voorvallen die optreden in samenhang met dit medische hulpmiddel, moeten worden gemeld bij de fabrikant en de verantwoordelijke instanties.

hr Upute za uporabu umjetnog nosa

Namjena/indikacija

Umjetni nos (izmjjenjivač topline i vlage (HME)) služi za kondicioniranje disajnih plinova kod spontano dišućih pacijenata s endotrahealnim tubusom ili trahealnom kaniplom. Integrirani priključak za kisik namijenjen je za dodavanje kisika. U pitanju je medicinski proizvod.

Skupina korisnika

Korisnik mora imati potrebne kvalifikacije, npr. mora biti medicinski stručnjak ili biti obučan na tom polju i/ili imati iskustvo s proizvodom.


Prije primjene ovog proizvoda korisnik mora pročitati i razumjeti njegove upute za uporabu kako bi ga mogao koristiti prema predviđenoj namjeni.

Skupina pacijenata

Umjetni nos namijenjen je za odrasle i pedijatrijske pacijente.

Opis proizvoda

REF	Tip	Sigurnosno ventil
43.009.05.705	301	ne
43.009.05.706	302	da



Tip 302 sa sigurnosnim ventilom (B) za prisilno udisanje/izdisanje

Sigurnosni ventil kod tipa 302 omogućuje kratkotrajne visoke dišne volumene i iskašljavanje većih količina sekreta.

Tehnički podatci:

(DIN EN ISO 9360-1, DIN EN ISO 9360-2)

Dišni volumen: 50 - 1000 ml

Mrtvi prostor: 17 ml

Gubitak vlage: VT = 250 ml: 9,0 mg/l
VT = 500 ml: 13,2 mg/l
VT = 750 ml: 14,2 mg/l
VT = 1000 ml: 15,5 mg/l

Gubitak tlaka: Udah

0,5 l/s = 0,09 cm H₂O (~hPa)
1,0 l/s = 0,26 cm H₂O (~hPa)
1,5 l/s = 0,54 cm H₂O (~hPa)

Izdah

0,5 l/s = 0,11 cm H₂O (~hPa)
1,0 l/s = 0,32 cm H₂O (~hPa)
1,5 l/s = 0,34 cm H₂O (~hPa)

Težina: 5 g

Duljina: 29 mm

Priključci: ženski od 15 mm za endotrahealni tubus i trahealnu kaniplu, konektor od 5 mm za crijevo za dovod kisika

Kontraindikacije

Umjetni nos REF 43.009.05.705 ne treba primjenjivati kod pacijenata s jakim sekretom iz dišnih putova. Daljnje kontraindikacije nam nisu poznate.

Materijal

Kućište: polipropilen
HME medij: poliuretan
Sigurnosni ventil: termoplastični polimer
Proizvod ne sadrži lateks.

Primjena

1. Ne rabiti ako su pakiranje i/ili proizvod oštećeni ili ako proizvod ne radi ispravno.
2. Umjetni nos postaviti na distalni kraj endotrahealnog tubusa ili trahealne kanile.
3. Potom provjeriti pričvršćenost i nepropusnost umjetnog nosa.
4. Po potrebi se na priključak za kisik (A) može spojiti crijevo za dovod kisika.
5. Redovno provjeravati jesu li su se u proizvodu nakupili tekućina i sekret, po potrebi ga bez odlaganja zamijeniti novim.
6. Sigurnosni ventil (B) inačice proizvoda tipa 302 mora uvijek biti slobodan i fleksibilan.
7. Ovaj se proizvod svakih 24 sata mora zamijeniti novim.
8. Ovaj proizvod namijenjen je samo za jednokratnu uporabu. Ponovna uporaba dovodi do razvoja i širenja klica.

Napomene

1. Pozorno pročitati upute za uporabu.
2. Umjetni se nos smije primjenjivati samo za predviđenu namjenu kako bi se osigurala njegova sigurna uporaba.
3. Proizvod se ne smije primjenjivati u kombinaciji s aktivnim ovlaživačima zraka ili raspršivačima lijekova. To može dovesti do povećanja tlaka i otežanog disanja pacijenta.
4. Proizvod se ne smije primjenjivati s dodatnim komponentama kao što su filtri ili HME, jer oni povećavaju mrtvi prostor, popustljivost i otpor.
5. Umjetni nos s dovodenjem kisika nije prikladan za pušače zbog opasnosti od požara. Držati dalje od otvorenog plamena, iskri ili drugih izvora paljenja.
6. Priključak za kisik (A) treba primjenjivati samo za dovod kisika.
7. Sterilizacijom i čišćenjem (radi ponovne uporabe) mogu se izmijeniti funkcioniranje i učinak proizvoda što dovodi do ugroze pacijenta.
8. Proizvod se ne smije preinačavati jer to može dovesti do nepravilnog rada i nepredviđenih rizika kao što su ozljede pacijenta i korisnika ili materijalna šteta.

Zbrinjavanje

Umjetni nos treba zbrinuti u otpad u skladu s internim uputama i lokalnim propisima.


Uvjeti pohrane/okoline

Prilikom pohrane i korištenja umjetnog nosa, pridržavajte se dopuštenih raspona temperature okoline.

Dodatne informacije

Svi ozbiljni štetni događaji do kojih je došlo u vezi s ovim medicinskim proizvodom moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu.

CE		REF
<p>de – Gemäß Richtlinie 93/42/EWG en – According to Directive 93/42/EEC fr – Conforme à la Directive 93/42/CEE it – Marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE es – Según la Directiva 93/42/CEE cs – Podle směrnice 93/42/EHS sk – Podľa smernice 93/42/EHS pl – Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEG nl – Conform Richtlijn 93/42/EEG lv – Saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK sv – Enligt direktiv 93/42/EEG hr – Prema Direktivi 93/42/EEZ</p>	<p>de – Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden en – Do not use if package is damaged fr – Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé it – Non utilizzare se la confezione è danneggiata es – No utilizar si el embalaje está dañado cs – Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno sk – Nepoužívajte v prípade poškodeného obalu pl – Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone nl – Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd lv – Nelietot, ja iepakojums ir bojāts sv – Får inte användas om förpackningen är skadad hr – Ne rabiti ako je pakiranje oštećeno</p>	<p>de – Artikelnummer en – Catalogue number fr – Référence it – Riferimento di catalogo es – Número de catálogo cs – Katalogové číslo sk – Číslo výrobku pl – Numer artykułu nl – Artikelnummer lv – Precis numurs sv – Katalognummer hr – Kataloški broj</p>
MD	<p>de – Medizinprodukt en – Medical Device fr – Dispositif médical it – Dispositivo medico es – Producto sanitario cs – Zdravotnický prostředek sk – Zdravotnícka pomôcka pl – Wyrób medyczny nl – Medisch hulpmiddel lv – Medicīniskais izstrādājums sv – Medicinteknisk produkt hr – Medicinski proizvod</p>	<p>de – Charge en – Batch code fr – Numéro de lot it – Codice di lotto es – Código de lote cs – Kód dávky sk – Číslo výrobnej dávky pl – Numer serii produkcyjnej nl – Batchcode lv – Partijas numurs sv – Satsnummer hr – Broj proizvodne serije</p>
	<p>de – Trocken aufbewahren en – Keep dry fr – Tenir au sec it – Conservare in luogo asciutto es – Mantener seco cs – Uchovávejte v suchu sk – Uchovávať v suchu pl – Przechowywać w suchym miejscu nl – Droog houden lv – Uzglabāt sausā vietā sv – Förvaras torrt hr – Čuvati na suhom mjestu</p>	<p>de – Verwendbar bis en – Use-by date fr – Utilisable jusqu'au it – Utilizzare entro es – Fecha de caducidad cs – Použit do data sk – Použitelné do pl – Termin ważności nl – Uiterste gebruiksdatum lv – Derīguma termiņš sv – Används före hr – Uporabiti do</p>
	<p>de – Gebrauchsanweisung beachten en – Consult instructions for use fr – Respecter le mode d'emploi it – Consultare le istruzioni per l'uso es – Observar las instrucciones de uso cs – Čtěte návod k použití sk – Dbajte na návod na používanie pl – Przestrzegać instrukcji użycia nl – Gebruiksaanwijzing opvolgen lv – Ievērojiet lietošanas instrukcijas sv – Läs bruksanvisningen hr – Pročitajte upute za uporabu</p>	<p>de – Vor Sonnenlicht schützen en – Keep away from sunlight fr – Tenir à l'abri de la lumière du soleil it – Conservare al riparo dalla luce solare es – Protegerlo contra la luz solar cs – Chránit před slunečním zářením sk – Chránit pred slnečným svetlom pl – Chronić przed nasłonecznieniem nl – Niet blootstellen aan zonlicht lv – Sargāt no saules gaismas sv – Skyddas mot solljus hr – Zaštiti od sunčeve svjetlosti</p>
	<p>de – Nicht wiederverwenden en – Do not re-use fr – Ne pas réutiliser it – Non riutilizzare es – No reutilizar cs – Nepoužívat opětovně sk – Nepoužívajte opakovane pl – Nie używać ponownie nl – Niet opnieuw gebruiken lv – Nelietot atkārtoti sv – Får ej återanvändas hr – Nije za višekratnu uporabu</p>	<p>de – Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts en – Unique Device Identifier fr – Identifiant unique d'un dispositif médical it – Identificativo unico del dispositivo es – Identificador inequívoco de un producto sanitario cs – Jediný identifikátor zdravotnického prostředku sk – Jednoznačný identifikátor zdravotníckej pomôcky pl – Unikalny identyfikator wyrobu nl – Unieke identificatie van een medisch hulpmiddel lv – Unikālais medicīniskās ierīces identifikators sv – Unik produktidentifiering hr – Jedinствena identifikacija proizvoda</p>
	<p>de – Temperaturbegrenzung en – Temperature limit fr – Limite de température it – Limiti di temperatura es – Limitación de temperatura cs – Omezení teploty sk – Hraničné hodnoty teploty pl – Dopuszczalna temperatura nl – Temperatuurbegrenzing lv – Temperatūras ierobežojums sv – Temperaturbegränsning hr – Ograničenje temperature</p>	<p>de – Hersteller en – Manufacturer fr – Fabricant it – Fabricante es – Fabricante cs – Výrobce sk – Výrobca pl – Producent nl – Fabrikant lv – Ražotājs sv – Tillverkare hr – Proizvođač</p>



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Adam-Riese-Straße 4
50996 Köln · Germany
Tel.: +49 (2236) 3913-0
Fax: +49 (2236) 3913-109
info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de

Rev. 05/2024-02