


CeraPlus™



913214

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048 USA

Hollister ULC
Foxford Road, Ballina
Co. Mayo, Ireland

EC REP

en Ostomy Skin Barrier

de Stoma-Hautschutzplatte

es Lámina de ostomía

fr Protecteur cutané pour stomathérapie

fr-ca Champ protecteur de stomie

it Barriera protettiva per stomia

ja 皮膚保護シート(ストーマケア製品)

nl Stomahuidplak

pt-br Barreira protetora de pele para estomia

zh-cn 造口底盘

zh-tw 造口保護皮



www.hollister.com/symbolglossary



Hollister®
©2022 Hollister Incorporated.
913214-722

de GEBRAUCHSANLEITUNG

Inhalt

- CeraPlus Stoma-Hautschutzplatte.
- Messschablone.

Produktbeschreibung: Hautschutzplatte mit Ceramiden für normale und längere Tragezeiten zur Verbesserung der Anpassung eines Stomabeutelsystems an die Haut. Kann mit einem geeigneten Stomabeutelsystem verwendet werden. Hergestellt mit hydrokolloidem Haftmaterial.

Indikationen und bestimmungsgemäßer

Verwendungszweck: Dies ist ein Zubehörtitel zur Stomaversorgung, der die Anpassung von Stomabeutelsystemen an die Haut unterstützt.

WARNHINWEISE

Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts kann zu Risiken (wie etwa schlechter Haftung) für den Anwender führen. Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und Sterilisation können das Produkt beeinträchtigen. Dies kann zu unangenehmen Gerüchen oder Undichtigkeiten führen.

Anmerkungen: Das Produkt kann zugeschnitten werden, um die bessere Anpassung eines Stomabeutelsystems an die Haut zu unterstützen. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, wenden Sie das Produkt auf sauberer, trockener und intakter Haut an. Verzichten Sie auf Öle oder Lotionen. Diese Produkte können die Haftung Ihrer Hautschutzplatte beeinträchtigen. Der optimale Sitz der Versorgung hängt von zahlreichen Faktoren, wie etwa der Beschaffenheit und Ausscheidung des Stomas, dem Zustand der Haut und den Körperkonturen ab. Sollten Sie Hilfe mit dem Stomabeutelsystem benötigen oder sollten Hautreizungen auftreten, kontaktieren Sie Ihre zuständige Stomapflegefachkraft oder eine medizinische Fachkraft. Setzen Sie sich im Falle einer schwerwiegenden Verletzung (Vorkommnis) in Verbindung mit der Verwendung des Produkts bitte mit Ihrem lokalen Händler oder dem Hersteller sowie Ihrer zuständigen Behörde vor Ort in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter www.hollister.com/authority, oder Sie setzen sich mit dem in der EU ansässigen Bevollmächtigten oder Ihrem lokalen Händler in Verbindung.


MD Medizinprodukt
(sofern anwendbar)

Stück


Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.
Erforderliche CE-Kennzeichnung

Messen und Zuschneiden


Die Hautschutzplatte kann zur Verwendung in der Stomapflege individuell zugeschnitten werden.




Vorbereiten der Haut



Anbringen auf der Haut



Entfernen und Entsorgen (Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften)



es INSTRUCCIONES DE USO

Contenido

- Lámina de ostomía CeraPlus.
- Guía de medición.

Descripción del producto: Lámina con ceramida indicada para un uso estándar o prolongado, diseñada para mejorar el ajuste de un sistema de bolsa de ostomía. Diseñada para utilizarse con un sistema de bolsa de ostomía adecuado. Fabricada con adhesivo cutáneo hidrocolloide.

Indicaciones y uso previsto: Este es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para facilitar el ajuste de los productos de ostomía a la piel.

ADVERTENCIAS

Si se reutiliza un producto de un solo uso, puede crear riesgos para el usuario, como una mala adhesión. El reprocesamiento, la limpieza, la desinfección y la esterilización pueden perjudicar al producto. Esto puede provocar olor (hedor) o fugas.

Notas: El producto puede cortarse para mejorar el ajuste de un sistema de bolsa. Para garantizar una adherencia adecuada, aplíquelo sobre piel limpia, seca e intacta. No utilice aceites ni lociones. Estos productos pueden interferir en la adhesión de la lámina. El ajuste del producto se ve afectado por numerosos factores, como la forma del estoma, el efluente del estoma, el estado de la piel y los contornos abdominales. Póngase en contacto con su estomaterapeuta o con el médico encargado del cuidado del estoma para obtener ayuda con el sistema de bolsas de ostomía o en caso de irritación cutánea. En caso de lesión grave (incidente) relacionada con el uso del producto, póngase en contacto con su distribuidor o fabricante local y con la autoridad local competente. Si desea más información, consulte www.hollister.com/authority o póngase en contacto con el representante para la CE o su distribuidor local.


MD Producto sanitario
(según corresponda)

Número de unidades


No contiene látex de caucho natural.
Marca CE como es requerido

Para medir y recortar


La lámina puede cortarse para un uso personalizado durante el cuidado del estoma.




Para preparar la piel



Para aplicar sobre la piel



Para retirar y eliminar (Siga todas las normativas locales de eliminación)



fr MODE D'EMPLOI

Sommaire

- Protecteur cutané pour stomathérapie CeraPlus.
- Guide de mesure.

Description du produit : Protecteur cutané avec céramide, adapté à un temps de port standard ou prolongé, conçu pour améliorer l'ajustement d'un appareillage de stomie. Conçu pour être utilisé avec un appareillage de stomie adapté. Fabriqué à partir d'adhésif cutané hydrocolloïde.

Indications et utilisation prévue : Ce produit est un accessoire pour un appareillage de stomie destiné à permettre à un produit de stomie d'adhérer à la peau.


MD Dispositif médical
(le cas échéant)

Nombre d'unités

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
Marquage CE comme exigé

Mesure et découpe


Le protecteur cutané peut être découpé selon les besoins dans le cadre des soins de stomie.




Préparation de la peau



Application sur la peau



Retrait et mise au rebut (Veuillez respecter toutes les réglementations locales relatives à la mise au rebut)



fr-ca MODE D'EMPLOI

Contenu

- Champ protecteur de stomie CeraPlus.
- Guide de mesure.

Description du produit : Champ protecteur infusé de céramides, adapté pour un port régulier ou prolongé et conçu pour améliorer l'ajustement d'un appareillage de stomie. Conçu pour être utilisé avec un appareillage de stomie approprié. Fabriqués à partir d'adhésif cutané hydrocolloïde.

Indications et usage prévu : Ce produit est un accessoire faisant partie d'un appareillage de stomie pour permettre à ce dernier de s'adapter à la peau.

AVERTISSEMENTS

La réutilisation d'un produit à usage unique peut entraîner un risque potentiel pour l'utilisateur, notamment une mauvaise adhérence. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent endommager le produit. Cela peut entraîner des odeurs ou une fuite.

Remarques : Le produit peut être découpé pour améliorer l'ajustement d'un appareillage de stomie. Pour garantir une bonne adhérence, appliquez sur une peau intacte propre et sèche. N'utilisez pas d'huiles ou de lotions. Ces produits peuvent interférer avec l'adhérence du protecteur cutané. L'ajustement du produit est affecté par de nombreux facteurs tels que la conception de la stomie, les substances éliminées par la stomie, l'état de la peau et les contours abdominaux. Contactez un(e) infirmier(ère) stomathérapeute ou un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur l'appareillage de stomie ou les irritations cutanées.

En cas de blessure grave (incident) liée à votre utilisation du produit, contactez votre distributeur ou fabricant local, ainsi que votre autorité compétente locale. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.hollister.com/authority ou contactez votre représentant CE ou distributeur local.

MD Dispositif médical
(le cas échéant)

Nombre d'unités

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
Marquage CE comme exigé

en INSTRUCTIONS FOR USE

Contents

- CeraPlus ostomy skin barrier.
- Measuring guide.

Product Description: Skin barrier infused with ceramide, suitable for both standard or extended wear designed to improve the fit of an ostomy pouching system. Designed to be used with an appropriate ostomy pouching system. Made with hydrocolloid skin adhesive.

Indications and Intended Use: This is an accessory to an ostomy pouching system intended to help ostomy products conform to the skin.

WARNINGS

Reuse of a single use product may create potential risk to the user such as poor adhesion. Reprocessing, cleaning, disinfection, and sterilisation (sterilization) may compromise the product. This may result in odour (odor) or leakage.

Notes: The product may be cut to help improve fit of a pouching system. To help ensure proper adhesion, apply to clean, dry intact skin. Do not use oils or lotions. These products may interfere with adhesion of the skin barrier. Product fit is affected by many factors such as stoma construction, stoma output, skin condition, and abdominal contours. Contact a stoma care nurse or healthcare practitioner for help with the ostomy pouching system or skin irritation.

In case of serious injury (incident) in relation to your use of the product, please contact your local distributor or manufacturer, and your local competent authority. For more information, see www.hollister.com/authority or contact EC Rep or local distributor.


MD Medical Device
(as applicable)

Number of units


Not made with natural rubber latex.
CE mark as required

To measure and cut


Skin barrier may be cut for customised (customized) use in stoma care.




To prepare skin



To apply to skin



To remove and dispose (Please follow all local disposal regulations)



For reference only. Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited.

it ISTRUZIONI PER L'USO

Contenuto

- Barriera protettiva per stomia CeraPlus.
- Guida per la misurazione.


Descrizione del prodotto: barriera cutanea protettiva infusa con ceramide, adatta sia in caso di uso standard che per uso prolungato, progettata per migliorare l'adattabilità di un sistema di raccolta per stomia. Progettata per essere utilizzata con un sistema di raccolta per stomia appropriato. Realizzata con adesivo cutaneo idrocolloidale.

Indicazioni e utilizzo previsto: questo è un accessorio per un sistema di raccolta per stomia destinato ad aiutare i prodotti per stomia a conformarsi alla cute.


MD	Dispositivo medico (dove applicabile)	◇	Numero di unità
MD	Realizzato senza lattice di gomma naturale. CE mark come richiesto	◇	

Come effettuare la misurazione e il ritaglio


La barriera protettiva può essere ritagliata per adattarsi alla dimensione della stomia.




Come preparare la cute



Come applicare sulla cute



Come effettuare la rimozione e lo smaltimento (Attenersi a tutte le normative locali in tema di smaltimento)



ja 使用説明書

同梱品

- セラプラス™皮膚保護シート。
- 測定ガイド。

製品概要：ストーマ装具の密着性を向上させるために設計されたセラミド配合の皮膚保護剤で、短期または長期間の装着の両方に適しています。適切なストーマ装具とあわせて使用するよう設計されています。親水性コロイド皮膚粘着剤で構成されています。

適応および使用目的：本品はストーマ装具のアクセサリで、ストーマ装具の密着性を高めるための製品です。

AVVERTENZE

Il riutilizzo di un prodotto monouso può essere fonte di potenziali rischi per l'utilizzatore, come una minore aderenza. Rilavorazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione possono compromettere il prodotto. Ciò potrebbe tradursi in cattivi odori o perdite.

Note: il prodotto può essere tagliato per migliorare l'adattabilità di un sistema di raccolta. Al fine di garantire un'adesione adeguata, applicare sulla cute pulita, asciutta e integra. Non utilizzare oli o lozioni. Tali prodotti potrebbero interferire con l'adesione della barriera cutanea. L'adattabilità di un prodotto è influenzata da diversi fattori, quali la conformazione dello stoma, le fuoriuscite dallo stoma, le condizioni della cute e il profilo dell'addome. Contattare il personale infermieristico dedicato o un operatore sanitario in grado di fornire un aiuto con il sistema di raccolta per stomia o in caso di irritazione cutanea. In caso di gravi lesioni (incidente) correlate all'uso del prodotto, contattare il proprio distributore locale o il produttore, nonché l'autorità competente locale. Per ulteriori informazioni, visitare www.hollister.com/authority o contattare il rappresentante CE o il distributore locale.

MD	Dispositivo medico (dove applicabile)	◇	Numero di unità
MD	Realizzato senza lattice di gomma naturale. CE mark come richiesto	◇	

MD	Dispositivo medico (dove applicabile)	◇	Numero di unità
MD	Realizzato senza lattice di gomma naturale. CE mark come richiesto	◇	

MD	Dispositivo medico (dove applicabile)	◇	Numero di unità
MD	Realizzato senza lattice di gomma naturale. CE mark come richiesto	◇	

ja 使用説明書

同梱品

- セラプラス™皮膚保護シート。
- 測定ガイド。

製品概要：ストーマ装具の密着性を向上させるために設計されたセラミド配合の皮膚保護剤で、短期または長期間の装着の両方に適しています。適切なストーマ装具とあわせて使用するよう設計されています。親水性コロイド皮膚粘着剤で構成されています。

適応および使用目的：本品はストーマ装具のアクセサリで、ストーマ装具の密着性を高めるための製品です。

警告
使い捨てタイプの製品の再利用は粘着力の低下などのリスクがあります。再処理、洗浄、消毒、滅菌によって本品の品質が損なわれる可能性があります。これにより、臭いや漏れを引き起こすことがあります。
注：本品を切って使用することで、ストーマ装具との密着性を高めることができます。しっかりと密着させるために、傷のない皮膚をきれいに清拭し、よく乾かしてから装着してください。オイルやローションは使用しないでください。これらの製品の使用は皮膚保護剤の粘着力の低下の原因となる場合があります。本品の密着状態には、ストーマの構造、ストーマからの排泄物、皮膚の状態、腹部の形状など、さまざまな要因が影響します。ストーマ装具または皮膚トラブルでお困りの場合は、ストーマケア担当の看護師または医療従事者に連絡を取り、相談してください。

本品の使用に関連する重大な傷害(事故)が発生した場合は、最寄りの販売店もしくは製造元、または地域の監督当局にご連絡ください。詳細については、www.hollister.com/authorityを参照するか、ECの担当者または最寄りの販売店にお問い合わせください。


MD	医療機器 (該当する場合)	◇	数量
MD	本製品は天然ゴム（ラテックス）を使用しておりません。CEマーク適合	◇	

サイズを測り、カットする

ストーマケアをする際に皮膚保護剤をカットしてご使用いただけます。

皮膚をきれいにする

皮膚に装着する



取り外し破棄する（ゴミの分別については各自自治体の方針に従ってください）



nl GEBRUIKSAANWIJZING

Inhoud

- CeraPlus-stomahuidplak
- Maatwijzer

Productbeschrijving: Huidplak met ceramide. Geschikt voor zowel standaard als langdurige draagtijd en ontworpen om de pasvorm van een stomaopvangsysteem te verbeteren. Ontworpen voor gebruik met een geschikt stomaopvangsysteem. Gemaakt met hydrocolloïde hechting.

Indicaties en beoogd gebruik: Dit is een accessoire bij een stomaopvangsysteem dat is bedoeld om stomaproducten te laten hechten aan de huid.

MD	Medisch hulpmiddel (waar van toepassing)	◇	Aantal in verpakking
MD	Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex. CE-keurmerk zoals vereist	◇	

Meten en knippen


De huidplak kan op maat worden geknipt voor gebruik in de stomazorg.



De huid voorbereiden



Aanbrengen op de huid



Verwijderen en wegwerpen (Volg alle lokale regelgeving op omtrent het wegwerpen)



nl GEBRUIKSAANWIJZING

pt-BR INSTRUÇÕES DE USO

Conteúdo

- Barreira protetora de pele para estomia CeraPlus.
- Guia de medição.

Descrição do produto: Barreira protetora de pele infundida com cerâmica, adequada para uso padrão ou prolongado, projetada para melhorar o ajuste de um sistema de bolsa para estomia. Projetado para uso com um sistema de bolsa para estomia adequado. Fabricado com adesivo de hidrocolóide para a pele.

Indicações e Uso Pretendido: Este produto é um acessório para um sistema de bolsa para estomia destinado a ajudar produtos de estomia a se adaptarem à pele.

Indicações e Uso Pretendido: Este produto é um acessório para um sistema de bolsa para estomia destinado a ajudar produtos de estomia a se adaptarem à pele.

Indicações e Uso Pretendido: Este produto é um acessório para um sistema de bolsa para estomia destinado a ajudar produtos de estomia a se adaptarem à pele.

Indicações e Uso Pretendido: Este produto é um acessório para um sistema de bolsa para estomia destinado a ajudar produtos de estomia a se adaptarem à pele.


MD	Dispositivo médico (quando aplicável)	◇	Número de unidades
MD	Não contém látex de borracha natural. Marca CE conforme exigência	◇	

Para medir e cortar


A barreira protetora de pele pode ser recortada para uso personalizado no tratamento de estomas.



Para preparar a pele



Para aplicar na pele



Para remover e descartar (Por favor, siga todas as regulamentações locais de descarte)



WAARSCHUWINGEN

Hergebruik van een product bestemd voor eenmalig gebruik kan een potentieel risico vormen voor de gebruiker, zoals een slechte hechting. Opnieuw verwerken, reinigen, desinfecteren en steriliseren kunnen een negatieve invloed hebben op het product. Dit kan leiden tot geuren of lekkage.

Opmerkingen: Het product kan worden geknipt om de pasvorm van een opvangsysteem te verbeteren. Breng het product aan op een schone, droge en niet-beschadigde huid om de juiste hechting te garanderen. Gebruik geen oliën of lotions. Deze producten kunnen de hechtkracht van de huidplak aantasten. Het passen van het product wordt door veel factoren beïnvloed zoals de vorm van de stoma, de uitscheiding, conditie van de huid en de contouren van de buik. Neem voor hulp met het stomaopvangsysteem of huidirritatie contact op met een stomaverpleegkundige of zorgverlener.

In het geval dat er ernstig letsel (incident) optreedt met betrekking tot het gebruik van het product, neem dan contact op met uw lokale distributeur of fabrikant en uw lokale bevoegde instantie. Voor meer informatie kunt u naar www.hollister.com/authority gaan of contact opnemen met de vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap (EC) of met de lokale distributeur.

Indicaties en beoogd gebruik: Dit is een accessoire bij een stomaopvangsysteem dat is bedoeld om stomaproducten te laten hechten aan de huid.

Indicaties en beoogd gebruik: Dit is een accessoire bij een stomaopvangsysteem dat is bedoeld om stomaproducten te laten hechten aan de huid.

Indicaties en beoogd gebruik: Dit is een accessoire bij een stomaopvangsysteem dat is bedoeld om stomaproducten te laten hechten aan de huid.

MD	Medisch hulpmiddel (waar van toepassing)	◇	Aantal in verpakking
MD	Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex. CE-keurmerk zoals vereist	◇	

MD	Medisch hulpmiddel (waar van toepassing)	◇	Aantal in verpakking
MD	Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex. CE-keurmerk zoals vereist	◇	

MD	Medisch hulpmiddel (waar van toepassing)	◇	Aantal in verpakking
MD	Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex. CE-keurmerk zoals vereist	◇	

AVERTÊNCIAS

A reutilização de um produto de uso único pode criar riscos potenciais ao usuário, como pouca aderência. O reproprocessamento, a limpeza, a desinfecção e a esterilização podem comprometer o produto. Isso pode causar odor ou vazamento.

Notas: O produto pode ser recortado para melhorar o ajuste de um sistema de bolsa. Para ajudar a garantir uma aderência adequada, aplicar sobre a pele limpa, seca e intacta. Não usar óleos ou loções. Esses produtos podem interferir na aderência da barreira protetora de pele. O ajuste do produto pode ser afetado por vários fatores, tais como: construção do estoma, efluentes do estoma, condição da pele e contornos abdominais. Consulte um enfermeiro estomaterapeuta ou um profissional de saúde para obter auxílio sobre o sistema da bolsa para estomia ou irritações na pele.

Em caso de lesão grave (incidente) relacionada com a utilização do produto, contate o seu distribuidor local ou fabricante e a autoridade local competente. Para obter maiores informações, consulte www.hollister.com/authority ou entre em contato com o Representante CE ou o distribuidor local.

zh-CN 使用说明

内容

- CeraPlus 造口底盘。
- 造口尺。

产品描述：含有神经酰胺的底盘，适合一般或长时间配戴，用于增加造口袋系统的贴合度。用于与合适的造口袋系统配合使用。使用水胶体皮肤黏胶制成。

适应症及预期用途：本产品为造口袋系统的附件，用于帮助造口产品贴合皮肤。

MD	医疗器械 (适用时)	◇	件数
MD	并非采用天然橡胶乳胶制造。CE 标志（按需）	◇	

MD	医疗器械 (适用时)	◇	件数
MD	并非采用天然橡胶乳胶制造。CE 标志（按需）	◇	

MD	医疗器械 (适用时)	◇	件数
MD	并非采用天然橡胶乳胶制造。CE 标志（按需）	◇	

MD	医疗器械 (适用时)	◇	件数
MD	并非采用天然橡胶乳胶制造。CE 标志（按需）	◇	

zh-TW 使用說明

內容

- CeraPlus 造口保護皮。
- 量測線。

產品說明：注入神經醌胺的保護皮適合標準或長期穿戴，專為改善造口袋系統接合性而設計。旨在搭配使用合適的造口袋系統。採用水膠膠質皮膚黏合劑。

用途適應症：此為造口袋系統之附件，適用於協助造口產品貼合皮膚。

MD	醫療器材 (如適用)	◇	單元數
MD	非由天然橡膠乳膠製造。CE 標記依要求提供	◇	

MD	醫療器材 (如適用)	◇	單元數
MD	非由天然橡膠乳膠製造。CE 標記依要求提供	◇	

MD	醫療器材 (如適用)	◇	單元數
MD	非由天然橡膠乳膠製造。CE 標記依要求提供	◇	

MD	醫療器材 (如適用)	◇	單元數
MD	非由天然橡膠乳膠製造。CE 標記依要求提供	◇	

警告
重复使用一次性产品可能会对使用者造成潜在风险，例如粘性差。再处理、清洁、消毒和灭菌可能会影响产品特性。可能会导致异味或渗漏。

注：本产品可剪裁，以增加造口袋系统的贴合度。为确保良好正常的粘性，请使用在清洁过，并擦干后的皮肤上。不要使用油或乳液，因为这些产品可能会影响底盘的粘性。产品贴合性受许多因素影响（例如造口构造、造口排出物、皮肤状况和腹部轮廓）。有关造口袋系统或皮肤刺激等方面的协助，请与您的造口护士或医务人员联系。如果您因使用本产品而受到严重伤害（事故），请联系您当地的经销商或制造商，以及当地主管机关。如需更多信息，请参阅 www.hollister.com/authority 的信息，或者联系 EC 代表或当地经销商。

MD	醫療器材 (適用時)	◇	件數
MD	並非採用天然橡膠乳膠製造。CE 標志（按需）	◇	

MD	醫療器材 (適用時)	◇	件數
MD	並非採用天然橡膠乳膠製造。CE 標志（按需）	◇	

MD	醫療器材 (適用時)	◇	件數
MD	並非採用天然橡膠乳膠製造。CE 標志（按需）	◇	

MD	醫療器材 (適用時)	◇	件數
MD	並非採用天然橡膠乳膠製造。CE 標志（按需）	◇	

MD	醫療器材 (適用時)	◇	件數
MD	並非採用天然橡膠乳膠製造。CE 標志（按需）	◇	

警告
重複使用單次使用產品可能對使用者造成潛在風險，例如黏著不佳。再處理、清潔、消毒和無菌處理可能使產品受損，並導致異味或滲漏。

附註：本產品可以切割，以協助改善造口袋系統接合性。為了確保適當黏合，請於乾淨、乾燥、未受損傷的皮膚上使用。切勿使用油脂或乳液。這類產品可能影響保護皮黏合。產品的接合性受到許多因素影響，例如造口構造、造口產出物、皮膚狀況及腹部形狀。如需造口袋系統或皮膚刺激相關協助，請聯絡照顧造口的護理師或醫療保健執業人員。

萬一因使用本產品而發生嚴重的傷害(事故)，請聯絡您當地的經銷商或製造商，並聯絡您當地的主管機關。如需更多資訊，請瀏覽 www.hollister.com/authority 或聯絡 EC Rep 或當地經銷商。