

PRODUKTDATENBLATT

BMV® KANÜLEPFLEGEÖL PRO



- Gleit- und Pflegemittel für Trachealkanülen
- Inhaltsstoff: Medizinische Weißöle
- leichte Anwendung: 1 Tropfen über die Außenfläche der Innenkanüle verteilen



Bestellinformationen:

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN
123005	BMV® KANÜLEPFLEGEÖL PRO, 25 ml	19182736

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH Telefon: +49 2245 610940
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much info@bmv-med.de · www.bmv-med.de
Germany