

PRODUKTDATENBLATT

BMV® Kanülenreinigungspulver



BMV® GmbH



- Alkalischer Pulverreiniger für eine schnelle, gründliche und materialschonende Reinigung von Trachealkanülen
- Entfernt Blut- und Sekretreste
- Einfache Handhabung: Pulver mit Hilfe des beiliegenden Dosierlöffels abmessen und in handwarmen Wasser auflösen
- Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten Phosphate (> 30%), nichtionische Tenside (5 - 15 %), anionische Tenside (< 5 %); außerdem enthalten: Dinatriummetasilikat-Pentahydrat

Bestellinformationen:

| Bezeichnung | PZN | Artikel-Nr. |
|------------------------------------|----------|-------------|
| BMV® Kanülenreinigungspulver 400 g | 10083228 | 121001 |
| BMV® Kanülenreinigungspulver 100 g | 16683260 | 121001-100 |



BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.
Produkt „Made in Germany“
Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much

Telefon: +49 2245 610940
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de