

## PRODUKTDATENBLATT

# BMV® Kanülentrageband Haken 2-teilig Basic, gepolstert, zentraler Klettverschluss



- 2-teiliges Kanülentrageband mit zentralem Klettverschluss
- Bei Bestrahlung verwendbar
- Stufenlos auf Halsweite einstellbar
- Mit Hakenverschluss am Kanülenschild
- Abmessungen: Breite 3 cm, Dicke 5 mm, max. Länge 43 cm

### Bestellinformationen:

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.
112020-H	BMV® Kanülentrageband Haken 2-teilig Basic, gepolstert, zentraler Klettverschluss	11118526	12.99.99.1008

### Piktogramm-Legende

Hersteller	CE-Kennzeichnung	Trocken aufbewahren
Artikelnummer	Nicht wiederverwenden	Packungsinhalt
Fertigungslosnummer, Charge	Verwendbar bis	Gebrauchsanweisung beachten
Einmalige Produktkennung	Nicht steril	
Medizinprodukt	Vor Sonnenlicht schützen	

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much

Telefon: +49 2245 610940  
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de