


PRODUKTDATENBLATT

BMV® Kanülentrageband elastisch mit Hakenverschluss



- Einteiliges Kanülentrageband
- Elastisch und verstellbar
- Ausführung mit breiten oder schmalen Haken
- Hakenmaterial, Metall oder Kunststoff
- In den Farben weiß oder beige
- Passend für Halsweite von 23 bis 43 cm
- Bei Bestrahlung mit Kunststoffhaken verwendbar

Bestellinformationen:

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Nr	Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.
111001	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Kunststoffhaken breit	10083056	12.99.99.1008
111002	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Kunststoffhaken schmal	16661577	12.99.99.1008
111003	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Kunststoffhaken breit	10083062	12.99.99.1008
111004	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Kunststoffhaken schmal	16661583	12.99.99.1008
111006	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Metallhaken schmal	10083079	12.99.99.1008
111008	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Metallhaken schmal	10083085	12.99.99.1008

Piktogramm-Legende

Hersteller	Einmalige Produktkennung	Verwendbar bis	Packungsinhalt
Artikelnummer	Medizinprodukt	Nicht steril	Gebrauchsanweisung beachten
Fertigungslosnummer, Charge	CE-Kennzeichnung	Vor Sonnenlicht schützen	
	Einzeln Patient - mehrfach anwendbar	Trocken aufbewahren	

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.
Produkt „Made in Germany“
Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much

Telefon: +49 2245 610940
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de