




- Material Silikon (latexfrei, DEHP-frei)
- Flexibles Material, passt sich bei Körpertemperatur an, hoher Tragekomfort
- Bei Bestrahlung einsatzfähig
- Hohe Formstabilität
- BMV® Tracheostoma-Platzhalter: 11 mm AD / 8 mm ID
- Steril
- Mit Einführhilfe









Bestellinformationen:

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | PZN | HIMI-Nr. |
|-------------|-------------------------------------|----------|---------------|
| 105010-01 | BMV® Tracheostoma-Platzhalter (VE1) | 10961002 | 12.24.01.3008 |
| 105010-04 | BMV® Tracheostoma-Platzhalter (VE4) | 10961019 | 12.24.01.3008 |

Anwendung:



Piktogramm-Legende

-  Hersteller
-  Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
-  Packungsinhalt
-  CE 0197 CE-Kennzeichnung mit der benannten Stelle
-  Vor Sonnenlicht schützen
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Sterilisiert mit Ethylenoxid
-  Trocken aufbewahren

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.
 Produkt „Made in Germany“
 Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

