

# CARE FLOW UB 750 + 750US sterile/unsterile Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender



## 1-Kammer-Beinbeutel, 750 ml

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer    | PZN      | Sterilität |
|---------|---------------|------------------|----------|------------|
| 750 ml  | 10 cm         | 04/01/750/10/GHC | 06718862 | steril     |
| 750 ml  | 30 cm         | 04/01/750/30/GHC | 09772046 | steril     |
| 750 ml  | 50 cm         | 04/01/750/50/GHC | 06718879 | steril     |

**Verpackungseinheit:** 10 cm: 75 Stück 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      | Sterilität |
|---------|---------------|--------------------|----------|------------|
| 750 ml  | 10 cm         | 04/01/750US/10/GHC | 01972716 | unsteril   |
| 750 ml  | 30 cm         | 04/01/750US/30/GHC | 12341427 | unsteril   |
| 750 ml  | 50 cm         | 04/01/750US/50/GHC | 00226543 | unsteril   |

**Verpackungseinheit:** 10 cm: 120 Stück 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071  
(Art.-Nr. 04/01/750)

HMN: 15.25.05.1096  
(Art.-Nr. 04/01/750US)

50



### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



### Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



### Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



### Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackung:** steril / unsteril

**Halterungen für Beinbeutel Seite 53-57.**

Abbildungen können vom Original abweichen