

# CARE FLOW UB 1000 Urindrainagesysteme Beinbeutelsysteme für den Tag & die Nacht



## Drainagesystem, 1.000 ml

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Eine Rücksteckflasche garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
1.000 ml	30 cm	04/03/1000/30/GHC	06718885	15.25.07.1012
1.000 ml	60 cm	04/03/1000/60/GHC	06718891	15.25.07.1013
1.000 ml	90 cm	04/03/1000/90/GHC	06718916	15.25.07.1014



### Stufenkonnector

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



### Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



### Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



### Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** steril

**Halterungen für Beinbeutel Seite 53-57.**

Abbildungen können vom Original abweichen