

Vliwasoft® Vliesstoffkomresse NT30, unsteril

REF 12075, 12081, 12064, 12070,
12078, 12084, 12067, 12072

Januar 2020

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die Vliwasoft® Vliesstoffkomresse NT30 besteht aus:

- Viskose
- Polyester

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbeschreibung		Größe
12075	Vliwasoft® Vliesstoffkomresse NT30	4-fach	5 x 5 cm
12081			7,5 x 7,5 cm
12064			10 x 10 cm
12070			10 x 20 cm
12078	Vliwasoft® Vliesstoffkomresse NT30	6-fach	5 x 5 cm
12084			7,5 x 7,5 cm
12067			10 x 10 cm
12072			10 x 20 cm

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

Siehe 2.2

2.2 Handlungspackung / Shelf Container

100 Stück = 1 Folienbeutel bestehend aus Polypropylene

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfaltkiste aus Zellulose:

REF	Stück	Beutel
12075, 12078	5.000	50
12081	2.500	25
12064, 12084, 12067	2.000	20
12070, 12072	1.000	10

3. Herstellung

Die Vliwasoft® Vliesstoffkomprelle NT30 wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Die Vliwasoft® Vliesstoffkomprelle NT30 ist eine weiße, weiche, saugfähige Universalkomprelle.

5. Eigenschaften

Die Vliwasoft® Vliesstoffkomprelle NT30 ist eine weiche, feinporige, nicht fasernde Universalkomprelle mit guter Saugfähigkeit. Das nicht fasernde Vlies ist sehr saugstark und überzeugt durch seine geringe Verklebungsneigung.

Indikationen

- für leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- als Wundauflage
- zur Wundreinigung
- als Salbenträger
- zur Polsterung zwischen Zehen und Fingern

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Vliwasoft® Vliesstoffkomprelle ist zur Reinigung und Wundversorgung bestimmt.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Die Vliwasoft® Vliesstoffkomprelle NT30 ist gemäß Regel 4 ein Medizinprodukt der Klasse I (gemäß Richtlinie 93/42/EWG und Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit
(Biological evaluation and biocompatibility, DIN EN ISO 10993)

Die Ausgangsstoffe, die für die Herstellung Vliwasoft® Vliesstoffkompressen NT30 verwendet werden, sind bei einer sachgemäßen Anwendung des Produktes unbedenklich.

Mit der hier vorliegenden Dokumentation und den darin gemachten Aussagen wird demonstriert, dass das Medizinprodukt Vliwasoft® Vliesstoffkomprelle NT30 so ausgelegt, hergestellt und verpackt ist, dass seine Anwendung weder den klinischen Zustand und die Sicherheit der Patienten noch die Sicherheit und die Gesundheit der Anwender oder ggf. Dritter gefährdet noch ein Risiko besteht, wenn das Produkt unter den vorgesehenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

9. Anforderungen an Sicherheit/Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe

Derzeit liegen uns keine Informationen zu bedenklichen Inhaltsstoffen vor.


10. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung - trocken, vor Staub und Licht geschützt - beträgt die Haltbarkeit der der Vliwasoft® Vliesstoffkomprelle NT30, 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

11. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten. Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf


Gerd Pahlisch
Director Global Portfolio Management