

Produktübersicht

Product overview



Atemschutzmaske FFP2/Respirator mask FFP2



Ausführungen

Executions:

| Farbe / Color | Packung / Package | Karton / Carton | Palette / Pallet |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| weiß / white | Einzel verpackt / packed individually 20 Stück pro Box / 20 pcs per box | 20 Boxen / 20 boxes | 16 Karton / 16 carton |

Allgemeine Information

General informations:

Materialzusammensetzung / Material composition

- Mehrlagiges Vlies (PP) / multiple layers of non-woven material (PP)
- Mit Nasenbügel / with nose wire
- Ventil / valve: N/A

Technische Daten / Technical Data

- Maximale gesamte nach innen gerichtete Leckage / Maximum total inward leakage: max. 8 %
- Maximaler Atemwiderstand (bei 160 L/min) / Maximum breathing resistance (at 160 L/min): max. 3 %
- Maximaler Durchlass des Filtermediums / Maximum filter penetration: max. 6 %

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) /
5 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect from sunlight)

Qualitätsstandards / Quality standards

Persönliche Schutzausrüstung nach Verordnung (EU) 2016/425 /
Personal protective equipment according to regulation (EU) 2016/425
EN 149:2001 + A1:2009