

40 mm Adapter mit ENPlus Port

Der 40 mm Adapter mit ENPlus Port kann zum Anschluss der Flocare® Überleitgeräte mit Pack-Anschluss an Weithals-, Kronkorken- und Babyflaschen sowie handelsübliche Container verwendet werden.

Produktmerkmale

- Zum Anschluss aller Flocare® Überleitgeräte mit Nutricia Pack-Anschluss an alle an Weithals-, Kronkorken und Babyflaschen geeignet sowie handelsübliche Container
- vor allem zum Anschluss von Babyflaschen an das Flocare® Pack-Set Mobil Infinity



Anwendungshinweise

Max. 24 Stunden verwendbar.

Bestellinformationen

Name	PZN	Art. Nr.	SAP Nr.	VPE
40 mm Adapter mit ENPlus Port	18439937	689114	189114	30 St.